

- Zusatzantriebe für Rollstühle
- stationäre und fahrbare Liftersysteme
- Decken- und Wandlifftanlagen
- Rollstuhlhebebühnen

Ersatzteilliste und Ersatzteilpreisliste

Rasant

Rad mit Freilauf Rasant

Art. Nr.	Bezeichnung
7954	Rad komplett Rasant mit Freilauf
7951	Greifreifen
7952	Zahnkranz für Antriebsrad Rasant
7953	Original PU Decke 24 x 1 3/8 " für Rasant
7957	Rastriegel für Freilauf
7958	Steckachse für Rasant inkl. Sicherungsmutter



7958

7952


7957 nur Rastriegel

7835 beide Teile

7953 PU-Decke


Bedienteilhalterungen

Art. Nr.	Bezeichnung
7815	Montagesatz Bedieneinheit hinten
7869	Bedienteilhalter starr für Rasant
7964	Bedienteilhalter "Variostab" (komplett inkl. Rohrschelle)
7872	Bedienteilhalter abschwenkbar
	nur in Verbindung mit
7870	Bedienteilhalter hochschwenkbar



Bedienteil und Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
7858	Knauf für Joystick Leistungssteuerung
7861	Faltenbalg für Joystick Leistungssteuerung
7870	Bedienteilhalter hochschwenkbar inkl. Rohrschelle
7872	Bedienteilhalter abschwenkbar
7959	Bedienteilbuchse 9-polig Rasant
7961	Folie für Leistungssteuerung Rasant



7959



Akkueinheit und Kabel

Art. Nr.	Bezeichnung
7904	Akkueinheit komplett (ohne Akkus) Rasant
7905	Akkueinheit komplett (inkl. Akkus) Rasant
7907	Griffgurt für Akkukasten Rasant
7978	Akkukasten Oberteil für Rasant
7979	Akkukasten Unterteil für Rasant
7980	Sicherungsautomat 30 A
5685	3-polige Einbaubuchse für Ladegerät
7805	Batterie 12V/15Ah (Sie benötigen 2 Stück)




Tragesystem/Akkutasche

Art. Nr.	Bezeichnung
7906	Gurt-/Tragesystem für Akkueinheit Rasant (Faltrolli)
7903	Akkutasche komplett Rasant (ohne Akkus) (Pflegerolli)
5142	Hebe Gurt mit Schnalle



Motor und Getriebe

Art. Nr.	Bezeichnung
7976	Zahnrad für Motor Rasant
7974	Motor-Getriebe-Einheit links für Rasant
7973	Motor-Getriebe-Einheit rechts für Rasant
7971	Motorabdeckung links für Rasant
7970	Motorabdeckung rechts für Rasant
7969	Getriebeabdeckung links Rasant
7968	Getriebeabdeckung rechts Rasant
7967	Motor-Getriebe-Einheit links komplett mit Platte
7966	Motor-Getriebe-Einheit recht komplett mit Platte
7929	Motorplatte Rasant



Ersatzteilpreisliste Rasant Teil 1

°	V	"	h
5142		Hebe Gurt mit Schnalle	30,00€
5685		3-polige Einbaubuchse für Ladegerät	32,00€
7805		Batterie 12V/15Ah (Sie benötigen 2 Stück)	117,00€
7815		Montagesatz für Bedieneinheit <u>hinten</u>	199,00€
7824		Kippstützen für Rasant zur Montage an Grundplatte (Paar)	192,00€
7858		Knauf für Joystick Leistungssteuerung	23,00€
7861		Faltenbalg für Joystick Leistungssteuerung	39,00€
7869		Bedienteilhalter komplett für Rasant (inkl. Rohrklemme, starre Ausführung)	141,00€
7870		Bedienteilhalter hochschwenkbar (inkl. Rohrschelle)	238,00€
7872		Bedienteilhalter abschwenkbar	178,00€
7903		Akkutasche komplett Rasant (ohne Akkus) (Pflegestühle)	235,00€
7904		Akkueinheit komplett (ohne Akkus)	238,00€
7905		Akkueinheit komplett (inkl. Akkus)	480,00€
7906		Gurt-/Tragesystem für Akkueinheit Rasant (Faltrolli)	102,00€
7907		Griffgurt für Akkukasten Rasant	53,00€
7929		Motorplatte Rasant	174,00€
7951		Greifreifen	34,00€
7952		Zahnkranz für Antriebsrad Rasant	100,00€
7953		Original PU Decke 24 x 1 3/8 " für Rasant	23,00€
7954		Rad komplett, Rasant mit Freilauf	358,00€
7957		Rastriegel für Freilauf	37,00€
7958		Steckachse für Rasant inkl. Sicherungsmutter	31,00€

Ersatzteilpreislise Rasant Teil 2

°	v	"	h
7959		Bedienteilbuchse 9-polig Rasant	27,00€
7961		Folie für Bedienteil Rasant	81,00€
7962		Joystick Leistungssteuerung für Rasant mit Kabelbaum	1.374,00€
7964		Bedienteilhalter „Variostab“ komplett für Rasant (inkl. Rohrklemme)	238,00€
7966		Motor-Getriebe-Einheit komplett mit Platte <u>rechts</u> für Rasant	917,00€
7967		Motor-Getriebe-Einheit komplett mit Platte <u>links</u> für Rasant	917,00€
7968		Getriebeabdeckung <u>rechts</u> Rasant	59,00€
7969		Getriebeabdeckung <u>links</u> Rasant	59,00€
7970		Motorabdeckung <u>rechts</u> für Rasant	59,00€
7971		Motorabdeckung <u>links</u> für Rasant	59,00€
7973		Motor-Getriebe Einheit <u>rechts</u> für Rasant	799,00€
7974		Motor-Getriebe Einheit <u>links</u> für Rasant	799,00€
7976		Zahnrad für Motor Rasant	56,00€
7978		Akkukasten <u>Oberteil</u> für Rasant	94,00€
7979		Akkukasten <u>Unterteil</u> für Rasant	87,00€
7980		Sicherungsautomat 30 A	56,00€

Alle Preise gelten zzgl. Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.rehatechnik-heymer.de