



Heymer Trio

PLATZSPARENDES SYSTEM ZUR
ÜBERWINDUNG VON TREPPEN

Barriere-
freiheit in
den eigenen
Wänden

 **Rehatechnik
HEYMER**

TECHNISCHE DATEN:

Motor	48 V
max. Tragfähigkeit	130 kg
Breite	47 cm
Höhe	27 cm
Länge	34 cm

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM:

- I. Zusatzantriebe für Rollstühle
- II. Liftersysteme
- III. Zubehör für Heymer Liftersysteme
- IV. Barrierefreies Bauen

 **Rehatechnik
HEYMER**

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 0 29 32 - 90 220-0
Fax 0 29 32 - 90 220-69

info@rehatechnik-heymer.de
www.rehatechnik-heymer.de

Ihr Sanitätsfachhandel

Heymer Trio

Der **Heymer Trio** ist ein Deckenliftsystem im Treppenhaus, mit dem sich ein Rollstuhlfahrer eigenständig über die Treppe bewegen kann. Hierzu ist kein Umsetzen und kein weiterer oder besonderer Rollstuhl erforderlich.

Bei engen und niedrigen Treppenhäusern kann der Transport des Patienten auch in einem Liftertuch durch eine Pflegekraft erfolgen. Durch die Schienenanbringung unter der Decke, wird kein Mitbewohner beeinträchtigt. Flucht- und Rettungswege bleiben weiterhin ungehindert für alle Hausbewohner bestehen.



Geringe Aufbauhöhe, dadurch kein Versperren der Flucht- und Rettungswege.



Mit dem **Heymer Trio** ist der Treppentransport auch in einem Lifttuch möglich.



Mit den vorgefertigten Profilschienen ist der Einbau schnell, sauber und kostengünstig durchzuführen.

