



Heymer LiftAccessoires

PFLEGE-/TRANSPORTHILFEN FÜR HEYMER-LIFTER

Standard-
oder
Sonderan-
fertigungen



Heymer Aufhängevorrichtungen



2-Punkt-Aufhängevorrichtung

standard	Art.-Nr. 1534
niedrige Bauhöhe	Art.-Nr. 1537
breit	Art.-Nr. 1533



4-Punkt-Aufhängevorrichtung, klein

Alu	Art.-Nr. 1530
niedrige Bauhöhe	Art.-Nr. 1535



4-Punkt-Aufhängevorrichtung, groß

Alu	Art.-Nr. 1531
niedrige Bauhöhe	Art.-Nr. 1536



Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 0 29 32 - 90 220-0
Fax 0 29 32 - 90 220-69

info@rehatechnik-heymer.de
www.rehatechnik-heymer.de

Ihr Sanitätsfachhandel

Heymer Umsetztücher

Heymer Umsetztücher passen zu allen Systemen. Alle Befestigungs- und Stabilisierungsgurte sind aus nicht dehnbaren Gewebestrukturen hergestellt. Eine eingearbeitete Rückenplatte garantiert einen hohen Sitzkomfort und eine schonende Beförderung der Person. Die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich Stabilität und Zuverlässigkeit sind bei allen **Heymer LiftAccessoires** besonders hoch. Die hier gezeigten Artikel sind Standards. Sondergrößen fertigen wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Heymer Kindertuch
Art.-Nr. 1569
4-Punkt-Aufhängung
Alu, klein
Art.-Nr. 1530



Heymer Umsetztuch plus
Art.-Nr. 1036
4-Punkt-Aufhängung
Alu, groß
Art.-Nr. 1531



Heymer Umsetztuch
Art.-Nr. 1559
4-Punkt-Aufhängung
Alu, klein
Art.-Nr. 1530



Heymer Sitztuch
Art.-Nr. 1550
2-Punkt-Aufhängung
Art.-Nr. 1534



Heymer Sitzschalentuch
Gr. S-M Art.-Nr. 1540
Gr. L-XL Art.-Nr. 1541
4-Punkt-Aufhängung, groß
niedrige Bauhöhe



Zu den folgenden
Heymer Produkten
Art.-Nr. 1036, 1559, 1569
gibt es optional eine
abnehmbare
Kopfstütze Art.-Nr. 1558
bzw. 1568 (klein)

Hebebügel Heymer Butler

Der **Heymer Butler (Art.-Nr. 1580)** eignet sich zum Umsetzen, für den Toilettengang oder auch zum Lauftraining. Die Greifer an den Enden der Bügel sind stark abgepolstert und greifen großflächig um den Oberkörper. Die Bügel selbst sind auf jede Körperbreite einstellbar und auch der Druck der Greifer auf den Oberkörper ist entsprechend dem Gewicht des Patienten einstellbar.




Heymer Gurtsysteme



**Heymer-Gurte, 2-teilig
abgepolstert**
Art.-Nr. 1565
2-Punkt Aufhängung
inkl. Sicherheitsverschluss
Art.-Nr. 1534



**Heymer Toilettengurt mit Kopf-
stütze und Brustverriegelung**
Art.-Nr. 1566
4-Punkt Aufhängung
niedrige Bauhöhe, Alu, klein
Art.-Nr. 1530
optional ohne Kopfstütze



Das **Heymer Laufgeschirr**
eignet sich für Laufübungen,
da die Gurte durch den Schritt
die größte Last tragen und
damit für eine Entlastung von
Hüft-, Knie- und Sprunggelenk
sorgen. Art.-Nr. 1575

