



Heymer Sit&Swing

DER SCHWENKBARE SITZLIFTER FÜR DIE
BADEWANNE

Montage
(auch) ohne
Bohren!

 **Rehatechnik
HEYMER**

TECHNISCHE DATEN:

Motor:	24 V DC
Wartungsfreier Akku:	2 x 12 V / 2,6 Ah
Ladegerät:	24 V / 0,5 A mit Texasstecker
Tragfähigkeit:	bis 130 kg
Raumhöhe:	bis 2,50 m als Standard
Hubhöhe:	ca. 75 cm
Länge Ausleger:	ca. 50 cm
Sitzbreite:	ca. 40 cm

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM:

- I. Zusatzantriebe für Rollstühle
- II. Liftersysteme
- III. Zubehör für Heymer Liftersysteme
- IV. Barrierefreies Bauen

 **Rehatechnik
HEYMER**

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 0 29 32 - 90 220-0
Fax 0 29 32 - 90 220-69

info@rehatechnik-heymer.de
www.rehatechnik-heymer.de

Ihr Sanitätsfachhandel

Heymer Sit&Swing

Holen Sie sich den Komfort, den Sie verdienen, mit dem revolutionären Sitzlifter **Heymer Sit&Swing**! Dieses unglaubliche Gerät ermöglicht Ihnen ein einfaches und schmerzfreies Ein- und Aussteigen in Ihre Badewanne, ohne dass eine teure Badsanierung erforderlich ist.

Mit dem **Heymer Sit&Swing** können Sie das Baden wieder genießen, ohne sich Gedanken über unangenehme Körperpositionen oder mögliche Verletzungen machen zu müssen. Der Sitzlifter ist leicht zu bedienen und kann einfach neben Ihrer bestehenden Badewanne befestigt werden. Keine komplizierten Installationen, keine unnötigen Kosten!

Der **Heymer Sit&Swing** ist eine großartige Investition für Menschen jeden Alters und jeder körperlichen Verfassung.

Ob Sie eine körperliche Einschränkung haben oder einfach nur den Komfort eines Sitzlifters genießen möchten, der **Heymer Sit&Swing** ist die perfekte Lösung für Sie.

Gönnen Sie sich den Luxus eines schmerzfreien und entspannenden Bades mit dem **Heymer Sitzlifter Sit&Swing** - Ihrem persönlichen Helfer für mehr Unabhängigkeit und Freiheit im Badezimmer!



Unterste Position, um auch nach einem Sturz sich selbst zu liften



Höchste Position, um auch hohe Badewannen zu überwinden



Position bis auf den Grund der Wanne, um ein erholsames Bad nehmen zu können



Im Lieferumfang ist eine PE-Platte enthalten, welche kleinste Unebenheiten ausgleicht



Montagehinweis

Der **Heymer Sit&Swing** kann nur unter folgenden baulichen Voraussetzungen zum Einsatz kommen: Fußboden und Decke aus Beton für ausreichend Klemmkraft. Im Fußboden darf keine Fußbodenheizung verbaut sein.