



Prüfprotokoll

nach § 7 MPBetreibV

Radun 2 - 6802

(einmal jährlich)

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

SerienNr.: _____

Prüfstelle:	Prüfung:	In Ordnung		Reparatur notwendig		Reparatur durchgef.
		Ja	Nein	Ja	Nein	
Antriebsrad mit Freilauf Bild 1 + 2	Funktionskontrolle Freilauf Festigkeit aller Schrauben Kontrolle Steckachse Fetten der Steckachse					
Anbauteil. Rollstuhl- rahmen Bild 3	<u>Festigkeit aller Schrauben,</u> <u>Funktion Kippstütze</u> <u>Rollen Kippstütze</u>					
Akkupack +Akku Bild 4	Kontrolle von Steckern, Kabeln, Thermo- sicherung, Gehäuse, Gurte, Fixierungen und aller Nähte					
Antriebs- motor mit Bremsen Bild 5+6	Steckverbindung Bedienteil m. Verriegelung Gehäuseabdeckung Stecker Motor auf Festigkeit Bremsen reinigen m. Bremsenreiniger					
Bedient. + Bedienteilh+ E-Einheit Bild 7	Festigkeit und Funktion vom Halter Abnehmmechanismus Funktionstest aller Bedienteilknöpfe Funktionstest Ladegerät Probefahrt durchführen					
Plakette Bild 8	Prüfprotokoll erstellen Prüfplakette anbringen		-	-	-	-

Legende: ✓ = in Ordnung x = fehlerhaft – = Ausstattung nicht vorhanden

Nächste Überprüfung: _____

Ort, Datum: _____

Name Prüfer: _____

Unterschrift & Stempel: _____



Bild 1 – Antriebsrad mit Freilauf



Bild 2 – Antriebsrad mit Freilauf



Bild 3 – Anbauteile Rollstuhlrahmen



Bild 4 – Akkupack und Akku



Bild 5 – Antriebsmotor mit Bremse



Bild 6 – Antriebsmotor mit Bremse



Bild 7 – Bedienteil, Bedienteilhalter + E-Einheit



Bild 8 – Plakette

Tabelle 1 – Bilder zum Prüfprotokoll