

- Zusatzantriebe für Rollstühle
- stationäre und fahrbare Liftersysteme
- Decken- und Wandlifftanlagen
- Rollstuhlhebebühnen

# Ersatzteilliste und Ersatzteilpreisliste

## Radun 1

# Rad mit Freilauf Radun

## Art. Nr. Bezeichnung

- 7954 Rad komplett, RadUn mit Freilauf
- 7955 Umrüstung vorhandener Räder auf System mit absolutem Freilauf
- 7951 Greifreifen
- 7952 Zahnkranz für Antriebsrad Radun
- 7953 Original PU Decke 24 x 1 3/8 " für RadUn
- 7957 Rastriegel für Freilauf
- 7958 Steckachse für Rasant inkl. Sicherungsmutter



7958

7952

7957 nur Rastriegel

7835 beide Teile

# Akkueinheit und Kabel

## Art. Nr. Bezeichnung

- 6908** Verbindungskabel Steuerung <-> Akkupack
- 7904** Akkueinheit komplett ( ohne Akkus ) RadUn
- 7905** Akkueinheit komplett ( inkl. Akkus ) RadUn
- 7907** Griffgurt für Akkukasten RadUn
- 7978** Akkukasten Oberteil für RadUn
- 7979** Akkukasten Unterteil für RadUn
- 7980** Sicherungsautomat 30 A
- 5685** 3-polige Einbaubuchse für Ladegerät
- 7805** Traktionsbatterie 12V/15Ah ( Sie benötigen 2 Stück)

5685

7907

7980

7978

6908



7979




# Tragesystem/Akkutasche

Art. Nr.	Bezeichnung
7906	Gurt-/Tragesystem für Akkueinheit RadUn (Faltrolli)
7903	Akkutasche komplett RadUn (ohne Akkus) (Pflegerolli)
5142	Hebe Gurt mit Schnalle




# Bedienteil Radun

Art. Nr.	Bezeichnung
6823	Rohrklemme 23 mm für Bedienteil RadUn mit Alu Flansch
6826	Rohrklemme 26 mm für Bedienteil RadUn mit Alu Flansch
6860	Bedienteil komplett zu RadUn (für Pflegerolli)
6861	Bedienteil komplett zu RadUn mit Rohrschelle (für Faltrolli)
6866	Zughebel für Bedienteil (gerade)
6867	Zughebel für Bedienteil (abgewinkelt)




# Steuereinheit RadUn

Art. Nr.	Bezeichnung
6880	Steuerung (Platine) 1212 für RadUn ab Ser. Nr. RU07110460
6874	Gurt für Elektroniktasche
6872	Tasche für Steuereinheit
6871	Steuereinheit komplett für RadUn
6870	Steuerung (Platine) 1210 für RadUn bis Ser. Nr. RU07110459



# Motor-Getriebe Einheit RadUn

Art. Nr.	Bezeichnung
6974	Motor-Getriebe-Einheit <u>links</u> für RadUn
6973	Motor-Getriebe-Einheit <u>rechts</u> für RadUn
6971	Motorabdeckung <u>links</u> für RadUn
6970	Motorabdeckung <u>rechts</u> für RadUn
7969	Getriebeabdeckung <u>links</u> RadUn
7968	Getriebeabdeckung <u>rechts</u> Radun
6967	Motor-Getriebe-Einheit <u>links</u> komplett mit Platte
6966	Motor-Getriebe-Einheit <u>rechts</u> komplett mit Platte



## Ersatzteilpreislise Radun Teil 1

°	v	"	h
5142	Hebe Gurt mit Schnalle		30,00€
5685	3-polige Einbaubuchse für Ladegerät		32,00€
6823	Rohrklemme <u>23mm</u> für Bedienteilhalter RadUn		52,00€
6826	Rohrklemme <u>26mm</u> für Bedienteilhalter RadUn		53,00€
6860	Bedienteil komplett zu RadUn Multifunktionsrollstühle/Untergestelle		366,00€
6861	Bedienteil komplett zu RadUn mit Rohrschelle(23/26)(für Faltrollstühle)		366,00€
6866	Zughebel für Bedienteil ( <u>gerade</u> )		13,00€
6867	Zughebel für Bedienteil ( <u>abgewinkelt</u> )		19,00€
6870	Steuerung 1210 für RadUn bis Ser. Nr. RU07110459		844,00€
6871	Steuereinheit komplett für RadUn		1204,00€
6872	Tasche für Steuereinheit		82,00€
6874	Gurt für Elektroniktasche		21,00€
6880	Steuerung 1212 für RadUn ab Ser. Nr. RU07110460		844,00€
6966	Motor-Getriebe-Einheit komplett mit Platte <u>rechts</u> für RadUn		917,00€
6967	Motor-Getriebe-Einheit komplett mit Platte <u>links</u> für RadUn		917,00€
6970	Motorabdeckung <u>rechts</u> für RadUn		59,00€
6971	Motorabdeckung <u>links</u> für RadUn		59,00€
6973	Motor-Getriebe-Einheit <u>rechts</u> für RadUn		755,00€
6974	Motor-Getriebe-Einheit <u>links</u> für RadUn		755,00€
6908	Verbindungskabel Steuerung zur <u>Akkupack</u>		118,00€

## Ersatzteilpreislise Radun Teil 2

°	V	B	h
7805		Akku 12 V / 15 Ah (Tranktionsakku), sie benötigen 2 Stück	117,00€
7903		Akkutasche komplett RadUn (ohne Akkus) (Pflegestühle)	235,00€
7904		Akkueinheit komplett ( <u>ohne Akkus</u> ) RadUn	238,00€
7905		Akkueinheit komplett ( <u>inkl. Akkus</u> ) RadUn	480,00€
7906		Gurt-/Tragesystem für Akkueinheit RadUn (Faltrolli)	102,00€
7907		Griffgurt für Akkukasten RadUn	53,00€
7951		Greifreifen	34,00€
7952		Zahnkranz für Antriebsrad Radun	100,00€
7953		Original PU Decke 24 x 1 3/8 " für RadUn	23,00€
7954		Rad komplett RadUn mit Freilauf	358,00€
7957		Rastriegel für Freilauf	37,00€
7958		Steckachse für Radun inkl. Sicherungsmutter	31,00€
7968		Getriebeabdeckung <b>rechts</b> RadUn	59,00€
7969		<u>Getriebeabdeckung links</u> RadUn	59,00€
7978		Akkukasten <b>Oberteil</b> <u>für</u> RadUn	94,00€
7979		Akkukasten <b>Unterteil</b> für RadUn	87,00€
7980		Sicherungsautomat <u>30 A</u>	56,00€
7981		Schutzkappe für Sicherungsautomat	14,00€

Alle Preise gelten zzgl. Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.rehatechnik-heymer.de](http://www.rehatechnik-heymer.de)