



TECHNISCHE DATEN:

Motor	24 V DC
Wartungsfreier Akku	2 x 12 V / 2,6 Ah
Ladegerät	24 V / 0,5 A mit Texasstecker
Tragfähigkeit	bis 130 kg
Raumhöhe	2,35 bis 2,90 m
Hubbereich	170 cm
Länge Ausleger	ca. 80 cm
Notabsenkung	mechanisch

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM:

- I. Zusatzantriebe für Rollstühle
- II. Liftersysteme
- III. Zubehör für Heymer Liftersysteme
- IV. Barrierefreies Bauen

Heymer KlemmLi

DER ELEKTRO-STANDLIFTER FÜR VIELE
EINSATZBEREICHE

HILFSMITTEL-NR. 22.40.05.0001

Montage
ohne
Bohren!

 **Rehatechnik
HEYMER**

 **Rehatechnik
HEYMER**

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 0 29 32 - 90 220-0
Fax 0 29 32 - 90 220-69

info@rehatechnik-heymer.de
www.rehatechnik-heymer.de

Ihr Sanitätsfachhandel

Heymer KlemmLi

Der **Heymer KlemmLi** ist ein Liftsystem zum Umsetzen und zur Pflege gehbehinderter Personen. Das extrem platzsparende System kann auch in engen Räumen, wie z.B. Toilette, Bade- oder Schlafzimmer eingesetzt werden.

Zur Befestigung wird die teleskopierbare Säule zwischen Decke und Boden ohne bohren und dübeln in nahezu jeder Raumhöhe sicher verspannt (keine Bohr- und Dübellöcher). Voraussetzung: fester Boden und feste Decke. Sonderlängen und ein Wandhalter des Standmastes sind auf Anfrage lieferbar. Zum einfachen Transport ist der Lifter in vier Teile zerlegbar. Der große Hubbereich des Standlifters ermöglicht auch das Aufnehmen der Person vom Boden.



Die Vorzüge des **Heymer KlemmLi** liegen in dem flexiblen Wiedereinsatz durch die Teleskopierbarkeit sowie in dem großen Aktionsradius des schwenk- und einknickbaren Auslegers. Bei mehreren **KlemmLi** Säulen in einer Wohnung wird die Kassette einfach aus- und wieder eingehangen.



Heymer KlemmLi zum Umsetzen von Personen mit Amputationen oder Kontrakturen im Beinbereich. Durch die komplette Beckenfreiheit besonders zum An- und Auskleiden, für den Toilettengang und zur Intimpflege geeignet. Heymer Toilettengurt mit Brustverriegelung **Art.Nr. 1566**



Im Lieferumfang ist eine PE-Platte enthalten, welche kleinste Unebenheiten ausgleicht.



Der ideale Einsatzort des **Heymer KlemmLi** Umsetzlifter ist zwischen Badewanne und Toilette.

Ausstattung:
- Aufhängevorrichtung **Art.Nr. 1530**
- Umsetztuch **Art.Nr. 1559**

Für schwerstpflegebedürftige Personen kann zusätzlich eine Kopfstütze angebracht werden.

- Kopfstütze **Art.Nr. 1558**

Weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte dem Prospekt „LiftAccessoires“.