



Rehatechnik **HEYMER**

LIFTERSYSTEME

Heymer **Trio**

TREPPEN- DECKENLIFT

Platzsparendes
System zur
Überwindung
von Treppen



Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.rehatechnik-heymer.de



Heymer Trio

TREPPEN-DECKENLIFT


Der **Heymer Trio** ist ein Deckenliftsystem im Treppenhaus, mit dem sich ein Rollstuhlfahrer eigenständig über die Treppe bewegen kann. Hierzu ist kein Umsetzen und kein weiterer oder besonderer Rollstuhl erforderlich.

Bei engen und niedrigen Treppenhäusern kann der Transport des Patienten unter Umständen nur in einem Liftertuch erfolgen. Durch die Schienenanbringung unter der Decke wird kein Mitbewohner beeinträchtigt. Flucht- und Rettungswege bleiben weiterhin für alle Hausbewohner bestehen.

Bei Stromausfall ist die Funktion dank integrierter Akkus weiterhin gegeben.



- **Liften in einem Liftertuch**
(verschiedene Ausführungen möglich)
- **Liften im eigenen Rollstuhl**
(mit verschiedenen Aufhängungen möglich)



Mit den vorgefertigten Profilschienen ist der Einbau schnell, sauber und kostengünstig durchzuführen.

Trio Treppendeckenlift – Die perfekte Lösung auch für Mehrfamilienhäuser.

Sichern Sie sich eine barrierefreie Zukunft und machen Sie das Treppenhaus für alle Bewohner zugänglich.

Ladestation für den Deckenlifter.
Hier wird ein Stromanschluss mit 220 Volt benötigt.



Auch Schrägen sind leicht zu überwinden.

Hier ist der Transfer auch zusätzlich mit dem Deckenlifter **Duo** möglich.

Gerne kommen wir auch persönlich bei Ihnen vorbei.

02932 90220-0 oder
info@rehatechnik-heymer.de



Vorteile:

- kein Umsetzen nötig
- für Rollstühle und Liftertuch
- geringe Aufbauhöhe
- Flucht- und Rettungswege bleiben frei
- schnell, sauber und kostengünstig einzubauen
- Decken-, Wand- oder Treppenmontage

Deckenmontage



Wandmontage



Treppenmontage



Technische Daten:

Motor	24 V
Max. Tragfähigkeit	150 kg
Breite	35 cm
Länge	31 cm
Höhe	25 cm





LIFTERSYSTEME



Gerne erstellen wir, zusammen mit Ihnen, den Antrag auf wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM



Liftersysteme



LiftAccessoires



Barrierefreies Bauen



Zusatzantriebe für Rollstühle



Rehatechnik
HEYMER


Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 02932 90220-0

Fax 02932 90220-69

info@rehatechnik-heymer.de

www.rehatechnik-heymer.de



Ihr Sanitätsfachhandel

