



Rehatechnik **HEYMER**

BARRIEREFREIES BAUEN

Heymer **StepFree**

TÜRRAHMEN- ÜBERWINDUNG

Für Rollator- und
Rollstuhlfahrer



Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.rehatechnik-heymer.de



Heymer StepFree

TÜRRAHMEN- ÜBERWINDUNG

Barrierefreie Überwindung von Türrahmen:
Sowohl für Rollator- als auch Rollstuhlfahrer.
Der Türrahmen wird dabei überbrückt, um Schäden an Gummidichtungen oder dem Türprofil zu vermeiden.


Individuell angepasste Rampen: Ein- oder zweiteilig, je nach örtlichen Gegebenheiten (Sonderanfertigungen). Bei dem Kunden (Bilder rechts) wird beispielsweise eine zweiteilige Lösung (innen und außen) eingesetzt.

Platzsparende Lösung: Eine einteilige Rampe kann im Außenbereich (Balkon, Terrasse usw.) dauerhaft aufgestellt werden, ohne den Innenraum durch eine angelegte Rampe zu beeinträchtigen.


Einfache Handhabung: Die Rampe muss nicht fest montiert werden, sondern fixiert sich beim Herunterklappen des Überfahrblechs selbst.

Selbstständige Nutzung: Rollstuhlfahrer können die Rampe nach dem Öffnen der Tür heranziehen und wieder zurücksetzen.

Tür auf; Klappblech gelegt, einteilig



Tür zu; Klappblech fixiert, einteilig



Technische Daten:

Stärke Aluminiumblech	5 mm
Größe	individuell

Die Rampe fixiert sich beim Herunterklappen des Überfahrblechs selbst.



Individuell für Sie gefertigt!

Gerne kommen wir auch persönlich bei Ihnen vorbei.




02932 90220-0 oder
info@rehatechnik-heymer.de


Vorteile:

- individuell anpassbar
- platzsparend
- einfache Handhabung
- selbstständige Nutzung
- keine Schäden an der Gummidichtung und am Türrahmen
- Innen und Außen einsetzbar

Tür auf; Klappblech fixiert, zweiteilig



Tür auf; Klappblech gelegt, zweiteilig



CE
Technische
Änderungen
vorbehalten

Heymer
Made in
Germany

DGM erteilt



BARRIEREFREIES BAUEN



Gerne erstellen wir, zusammen mit Ihnen, den Antrag auf wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM



Liftersysteme



LiftAccessoires



Barrierefreies Bauen



Zusatzantriebe für Rollstühle



Rehatechnik
HEYMER

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 02932 90220-0

Fax 02932 90220-69

info@rehatechnik-heymer.de

www.rehatechnik-heymer.de

Ihr Sanitätsfachhandel

